

## Всем заинтересованным лицам


Отдел «Кордис», ООО «Джонсон & Джонсон», свидетельствует Вам свое почтение и настоящим письмом информирует Вас о том, что фильтры Cordis OptEase и TrapEase являются МРТ-безопасными и МРТ-совместимыми.

МРТ-безопасность предусматривает возможность поводить МР томографию без риска миграции или ротации фильтра под влиянием магнитного поля, фильтр при этом не повреждается, поскольку он изготовлен из нитинола (сплав никеля и титана), который является ферромагнитным материалом.

МРТ-совместимость означает, что наличие фильтра не искажает визуализацию – не создает помех при проведении МР томографии.

Проводить МР томографию возможно сразу же после установки фильтра.

Данные качества фильтров оценивались при использовании 1,5 Тесла закрытого МР томографа.

С уважением,  
Кожемяка Анна   
Менеджер по продукции отдела «Кордис»  
ООО «Джонсон & Джонсон»  
07 сентября 2009 года