

«26» апреля 2016 г.

Кому: Всем заинтересованным лицам

Исх. №2604-15/16

ООО «Джонсон & Джонсон» (далее – «Компания»), являющееся уполномоченным представителем компании Cordis, свидетельствует Вам свое почтение и настоящим письмом информирует, что **Периферический баллонорасширяемый стент PALMAZ® BLUE™** (далее по тексту – «Стент») совместим с магнитно-резонансными исследованиями (далее по тексту – «МРТ»).

Имеются сведения о том, что стент **PALMAZ® BLUE™** (отдельно взятый или в комбинации со вторым стентом с 4-мм перекрытием между ними) безопасен в отношении МРТ при напряженности магнитного поля 3 тесла или ниже с максимальным градиентом 5 Т/м и максимальной удельной поглощенной мощности (SAR) 4.0 Вт/кг в течение 15 минут МРТ. Качество МРТ-изображений может быть снижено, если область интереса расположена непосредственно в зоне установленного стента **PALMAZ BLUE** или относительно недалеко от нее.



С уважением,

Маркова Ю. Н.

Управляющий директор

ООО «Джонсон & Джонсон»